



Passport  
*for the «ImperStar» device*

Паспорт  
на устройство «ImperStar»

Ukraine – Kharkiv



## Contents

### EN

1. General guidance.....	4
2. The purpose of the device.....	4
3. Technical data.....	4
4. Completeness of delivery.....	4
5. Device.....	5
6. Preparation for work.....	5
7. How to use the device.....	6
8. Precautions when working with the device.....	7
9. Maintenance of the unit.....	8
10. Typical malfunctions and methods of their elimination.....	8
11. The device acceptance card.....	9
12. Documents of the Ministry of Health of Ukraine.....	10
13. The passport for the « <i>ImperStar</i> » device.....	11



## Содержание

### RU

1. Общие указания.....	12
2. Назначение устройства.....	12
3. Технические данные.....	12
4. Комплектность поставки.....	13
5. Устройство .....	15
6. Подготовка к работе.....	13
7. Порядок работы с устройством.....	14
8. Меры предосторожности при работе с устройством.....	15
9. Техническое обслуживание устройства.....	16
10. Характерные неполадки и методы их устранения.....	16
11. Талон приемки устройства.....	17
12. Документы МОЗ Украины.....	18
13. Паспорт на устройство «ImperStar» .....	19



## 1. General guidance

This operating instruction covers the «*ImperStar*» device (hereinafter - the device) which is intended to familiarize with the purpose of the device, its design, operation, study the rules of operation and maintenance of the device.

## 2. The purpose of the device

2.1. The device is designed for:

- active bioresonance correction based on the generation of weak electromagnetic waves of a special shape and frequency, which are transmitted through the body with the help of the device;
- 2.2. The effect is carried out by waves having a biomagnetic nature with a corrective soft, non-depressing effect on the nucleus and plasma of the cell and its components.
- 2.3. The action of the device aimed at correcting the homeostasis of the human body is one of the few effective ways to prevent the disease.
- 2.4. The device is intended for use by specialists of beauty salons, massage therapists, rehabilitation specialists, etc., as well as for self-use by consumers at home.

## 3. Technical data

- 3.1. According to DSTU 3798 the device refers to the products with internal power supply (type of protection against electric shock is B).
- 3.2. The device operates autonomously without connection to the power supply network.
- Built in lithium polymer voltage battery 3.7V is used as power supply.
- 3.3. During operation the device should be resistant to climatic factors in accordance with GOST 20790 for climatic performance UHL 4.2:
- at ambient temperatures from 10°C to 35°C;
  - at a relative humidity of 80% at a temperature of 25°C.
- 3.4. Current consumption not exceeding 30 mA at 3,7 V supply voltage.
- 3.5. Mean time between failures is not less than 1000 hours.
- 3.6. The full period of service is not less than 5 years.
- 3.7. Operating mode setting time is not more than 5 seconds.
- 3.8. Continuous operation time is not less than 5 hours.
- 3.9. Overall dimensions, up to, mm — 105x65x25.
- 3.10. Frequency range 150 Hz to 400 kHz.
- 3.11. Weight without packaging - up to 0.4 kg.

## 4. Completeness of delivery


- 4.1. «*ImperStar*» device — 1 pc.
- 4.2. The power adapter — 1 pc.



- 4.3. USB cable – micro USB— 1 pc.
- 4.4. Passport - 1 pc.
- 4.5. Brochure on the use of the device - 1 pc
- 4.6. Packing container - 1 pc
- 4.7. Warranty - 1 pc
- 4.8. Set of flyers - 1 set.

## 5. Device

### 5.1. Controls and indications:



- 1. System power on/off button.
- 2. Mode (program) selection button.
- 3. Button for lowering the signal strength.
- 4. Button to increase the signal strength.
- 5. Indicators of the selected mode (program).
- 6. Charge indicator) red - "charge", green - "charge end"
- 7. Micro USB connector

## 6. Preparation for work

- 6.1. After transporting or storing the device at low temperatures, the device should be kept at room temperature for at least 2 hours before switching on.
- 6.2. Remove the device from the packaging and make sure by external inspection that there is no mechanical damage. Check the completeness of the device.



## 7. How to use the device

- 7.1. Press the power on/off button (1) three times to turn on the device. The program selection indicator (5) should light up (in running mode). During the operation, the device beeps every minute of the session.
- 7.2. Use the program selection button (2) to select the desired program. In this case, the corresponding program indicator will blink and light up with a fixed light, which will send out a double sound signal

### 7.3. Process 1, 2, 3, 4, 5.

- 7.3.1. Turn on the equipment according to 7.1.
- 7.3.2. According to paragraph 7.2, select the appropriate procedure from 1 to 5.
- 7.3.3. Put it in your body or in your pocket.
- 7.3.4. The working time of the programme is seven minutes. The device sends out sound signals every minute. After 7 minutes, the device enters a 20 minute rest state.
- 7.3.5. After 20 minutes, the device will start to send out the sound signal, and then can continue the conversation by pressing the program selection button once) 2. The whole conference cycle: 7 minutes work, 20 minutes rest, 7 minutes work, 20 minutes rest, 7 minutes work, 7 minutes work.

### 7.4. Processing procedure № 6,7,8,9,10

- 7.4.1. Turn on the equipment according to 7.1.
- 7.4.2. According to paragraph 7.2, select the appropriate procedure from 6 to 10.
- 7.4.3. Put it in your body or in your pocket.
- 7.4.4. Massage with soft motion of clockwise rotation (
- 7.4.5. Working hours range from 7 minutes to 28 minutes), 1 to 5 times a day if necessary.

### 7.5. Transfer of information to water.

In order to increase the effective and mild effects on the body, it is recommended to transfer information from the device to the water.

This device can be used to record information on both a small volume of liquid and a larger volume.

#### Using a small container (maximum liquid volume is 1 liter)

This requires:

- 7.5.1. Place the device on a flat surface with the front panel facing up.
- 7.5.2. Turn on the device and select the program you want to record on the water (the signal strength of "+" or "-" signal is not necessary to be chosen)
- 7.5.3. Install a small container of liquid (maximum volume is up to 1 liter) on the front panel.

**Attention!** Recording the program on the water takes 7 minutes, after which the liquid is ready for use.

**Attention!** A common consumer mistake. If you want to record several programs in a row, only the last program is recorded.



**Use of large volume (1 liter or more)**

This requires:

7.5.4. Place the device on a flat surface, set to the desired volume, with the front panel facing up.

7.5.5. Turn on the device and select the program you want to record on the water (the signal strength of "+" or " - " signal is not necessary to be chosen)

*Attention! To avoid failure of the device, do not immerse the device in liquid.*

**TEN PROGRAMS OF THE DEVICE**

№	Name of programs
1	Antifungal.
2	Antibacterial and antiviral.
3	Anthelmintic and Antiprotozoal (against protozoa).
4	General, including anthelmintic, antiviral (including Human Papilloma Virus and verruga), antiprotozoal (against protozoa), and miticidal.
5	Preventive and detoxification.
6	Cosmetology and trophism improvement.
7	Analgesic and anti-inflammatory.
8	Rehabilitation and prevention of the musculoskeletal system.
9	Improvement of blood vessels, anti-cellulite, lymphatic drainage.
10	Improvement and prevention of problems of the gastrointestinal tract.

**8. Precautions when working with the device**

8.1. According to DSTU 3798 the device refers to the products with internal power supply (type of protection against electric shock is IIa).

8.2. The device is electrically safe, no grounding is required.

**It is strictly forbidden:**

- to perform any procedures using a faulty device;
- to carry out repairs when the device is switched on.

8.3. Working with the device is allowed only after reading the operating Instructions and electrical safety rules.

8.4. In case of malfunction — switch off the device immediately by pressing the on/off button (1).



## 9. Maintenance of the unit

9.1. Maintenance and testing of the device operability should be performed by the consumer.

9.2. It is required to protect the device from moisture and aggressive environments, protect from shocks, and sudden temperature changes.

9.3. Keep the unit away from direct sunlight.

**Attention!** To prevent damage to the device, do not use solvents or abrasives to clean the outside of the device.

## 10. Typical malfunctions and Troubleshooting

№	Name of a malfunction and its possible cause external manifestation	Possible reason	Troubleshooting method
1.	When switching on the device does not light up There are no indication elements. The power supply unit does not switch on	Battery discharge	Charge the battery
2.	The button did not respond, there was no specific click	Button failure	Contact Service Center
3	When you turn on the instrument and program, turn on "run light mode," and none of the lights are on fire.	Led failure(Ability to work is not affected)	Contact Service Center





## 11. The device acceptance card

Device «*ImperStar*»

№\_119\_\_\_\_\_

Manufactured and accepted according to the mandatory standard requirements, acting normative instruments and is classified as fit for use.

The system was manufactured on the basis of TU U 26.2-43746219-001:2020  
Manufacturer: «Impermaster» LTD, Ukraine, Kharkov, Moskovsky ave. 273

Chief of QCD \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(personal signature)

P. P.

*Dated of acceptance* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_



## 12. Documents of the Ministry of Health of Ukraine

  
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.  
(підписує за в.п. начальника)  
  
(підпис)  
М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 12 2020 року № 12.2-18-1/28594

**Об'єкт експертизи:** СИСТЕМА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА (Multifunctional system) (MFS)  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** \* ТУ У 26.2-43746219-001:2020 СИСТЕМА  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА (Multifunctional system) (MFS) Технічні умови  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 28.29.12.30.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** - для вимірювання електропровідності на сумісність рідин, продуктів харчування людини й подальшої автоматичної обробки інформації на ПЕОМ, з метою тестування або підбору рідин, продуктів харчування, засобів особистої гігієни, косметики, і т.д. Використовується спеціалістами на ділянці, в умовах санітарно-профілактичних і фізкультурно-профілактичних закладів, косметологічних і лікувальних кабінетів, і т.д. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна - виробник:** ТОВ «ІМПЕРМАСТЕР», адреса виробництва: 61406, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, БУДИНОК 273, код за ЄДРПОУ 43746219  
(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


**Замовник експертизи** ТОВ «ІМПЕРМАСТЕР», 61406, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, БУДИНОК 273, код за ЄДРПОУ 43746219  
(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**  
**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
об'єкт повинен мати захист першого класу від ураження електричним струмом. Рівні виробничого шуму не більше 60 дБА. Еквівалентний рівень вібрації до 45 дБА; параметри неіонізованих випромінювань на частоті 0,3 м. ЕП 50 Гц 500 В/45кВ, МП 50 Гц 0,4 мкТл, ЕМП 0,03-300 МГц 3 В/м відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації"; ДСН 3.3.6.039-99 "Санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку"; ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.



**13. The passport for the «ImperStar» device**

Appliance:	 Device «ImperStar»
Name of NTD	TU U 26.2-43746219-001:2020
Serial number	№ 119 -
Date of manufacture (month, year):	« _____ » _____ 20_____
Manufacturer	«Impermaster» LTD
Address:	<i>Ukraine, Kharkov, Moskovsky ave. 273</i>
Phone	+38(057)7568788; +38(057)7568988; +38(066)5622177; +38(096)5207948
E-mail	impermaster.company@gmail.com
Web site	www.impermaster.info
Date of sale	« _____ » _____ 20_____
Seller's signature	
Date of commissioning	« _____ » _____ 20_____



## 1. Общие указания

Эта инструкция по эксплуатации распространяется на устройство «ImperStar» (далее по тексту - устройство) которая предназначена для ознакомления с назначением устройства, его конструкцией, порядком эксплуатации, изучения правил эксплуатации и технического обслуживания устройства.

## 2. Назначение устройства

2.1. Устройство предназначено для:

- активной биорезонансной коррекции, основанной на генерировании слабых электромагнитных колебаний особой формы и частоты, которые с помощью устройства пропускаются через тело;
- 2.2. Воздействие осуществляется волнами, имеющими биомагнитную природу с корректирующим мягким, не угнетающим воздействием на ядро и плазму клетки и ее составляющие.
- 2.3. Действие устройства, направленное на коррекцию гомеостаза организма человека, является одним из немногих, действенных способов предотвращения болезни.
- 2.4. Устройство предназначено для использования специалистами косметических салонов, массажистами, реабилитологами и т.п., а также для самостоятельного применения потребителями на дому.

## 3. Технические данные

- 3.1. Согласно ДСТУ 3798 устройство относится к изделиям с внутренним источником питания (тип защиты от поражения электрическим током — В).
- 3.2. Устройство работает автономно без подключения к сети электроснабжения.
  - В качестве источника питания используется встроенный литий-полимерный аккумулятор напряжением 3,7 В
- 3.3. Устройство при эксплуатации должно быть стойким к действию климатических факторов в соответствии с ГОСТ 20790 для климатического исполнения УХЛ 4.2:
  - при температуре окружающей среды от 10°C до 35°C;
  - при относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°C.
- 3.4. Потребляемый ток не более 30 мА при напряжении питания 3,7 В.
- 3.5. Среднее время наработки на отказ не менее 1000 часов.
- 3.6. Полный период службы не менее 5 лет.
- 3.7. Время установки рабочего режима не более 5 сек.
- 3.8. Время непрерывной работы не менее 5 часов.
- 3.9. Габаритные размеры, не больше, мм — 105x65x25.
- 3.10. Частотный диапазон от 150 Гц до 400 кГц.
- 3.11. Масса без упаковки — не более 0,4 кг.




#### 4. Комплектность поставки

- 4.1. Устройство «ImperStar» — 1 шт.
- 4.2. Адаптер питания — 1 шт.
- 4.3. Шнур USB – micro USB – 1 шт
- 4.4. Паспорт — 1шт.
- 4.5. Брошюра по применению устройства — 1 шт.
- 4.6. Упаковочная тара — 1 шт.
- 4.7. Гарантийные обязательства — 1 шт.
- 4.8. Набор флаеров — 1 комплект.

#### 5. Устройство

##### 5.1. Органы управления и индикации:



1. Кнопка включения/выключения электропи
2. Кнопка выбора режима (программы).
3. Кнопка понижения уровня сигнала.
4. Кнопка повышения уровня сигнала.
5. Индикаторы выбранного режима (программы).
6. Индикатор заряда (красный — «заряд», зеленый — «заряд окончен»).
7. Разъем micro USB для подключения зарядного устройства..

#### 6. Подготовка к работе

- 6.1. После транспортировки или хранения устройства при низких температурах, устройство необходимо выдержать перед включением не менее 2 часов при комнатной температуре.
- 6.2. Вынуть устройство из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить комплектность устройства.





## 7. Порядок работы с устройством

- 7.1. Трехразовым нажатием на кнопку включения/выключения питания (1) включить устройство. При этом должен загореться (в бегущем режиме) индикатор выбора программ (5). В процессе работы устройство подает звуковые сигналы через каждую минуту сеанса.
- 7.2. С помощью кнопки выбора программ (2) выбрать нужную программу. При этом индикатор соответствующей программы подмигнет и загорится постоянным светом, прозвучит двойной звуковой сигнал.
- 7.3. **Работа с программами №1, №2, №3, №4, №5.**
- 7.3.1. Включите устройство в соответствии с п.7.1.
- 7.3.2. Выберите в соответствии с п.7.2 соответствующую программу с 1 по 5.
- 7.3.3. Приложите устройство к телу или положите в карман.
- 7.3.4. Длительность работы программы составляет 7 минут. Каждую минуту устройство подает звуковой сигнал. Через 7 минут устройство переходит в режим 20 минутного перерыва.
- 7.3.5. Через 20 минут устройство начнет издавать звуковой сигнал, после которого можно продолжить сеанс, нажав один раз кнопку выбора программы (2). Полный цикл сеанса: 7 минут работы — 20 минут перерыв — 7 минут работы — 20 минут перерыв — 7 минут работы.

### 7.4. Работа с программами №6, №7, №8, №9, №10

- 7.4.1. Включите устройство в соответствии с п.7.1.
- 7.4.2. Выберите в соответствии с п.7.2 соответствующую программу с 6 по 10.
- 7.4.3. Приложите устройство к телу или положите в карман.
- 7.4.4. Мягкими круговыми движениями по часовой стрелке проведите массаж (в виде скольжения устройства по телу) необходимых участков тела, не прикладывая при этом больших усилий.
- 7.4.5. Время работы составляет от 7 до 28 минут (и более), от 1 до 5 раз в день при необходимости.

### 7.5. Перенос информации на воду.

С целью повышения эффективного и мягкого воздействия на организм рекомендуется переносить информацию с устройства на воду.

Данное устройство можно использовать для записи информации как на маленький объём жидкости, так и на больший объём.

#### **Использование небольшой ёмкости (максимальный объём жидкости 1 литр)**

Для этого необходимо:

- 7.5.1. Положить устройство на ровную поверхность лицевой панелью вверх.
- 7.5.2. Включить устройство и выбрать программу, которую хотите записать на воду (уровень силы сигнала «+» или «-» выбирать не обязательно)



## устройство «ImperStar»

7.5.3. На лицевую панель установить небольшую емкость с жидкостью (максимальный объем до 1 литра)

**Внимание!:** Запись программы на воду проходит в течении 7 минут, после чего жидкость готова к употреблению.

**Внимание!:** Распространенная ошибка потребителя. При возникновении желания записать на воду сразу несколько программ подряд, записывается только последняя программа.

### Использование большой ёмкости (от 1 литра и более)

Для этого необходимо:

7.5.4. Положить устройство на ровную поверхность, установленную на желаемую емкость, лицевой панелью вверх.

7.5.5. Включить устройство и выбрать программу, которую хотите записать на воду (уровень силы сигнала «+» или «-» выбирать не обязательно)

**Внимание!:** Во избежание выхода устройства из строя, не опускать устройство в жидкость.

## ДЕСЯТЬ ПРОГРАММ УСТРОЙСТВА

№	Название программ
1	Противогрибковая.
2	Антибактериальная и антивирусная.
3	Антигельминтная и антипротозойная (против простейших).
4	Общая, включающая антигельминтную, антивирусную (в том числе вирус папилломы и бородавок), антипротозойную (против простейших) и антиклещевую.
5	Профилактическая и дезинтоксикационная.
6	Косметологическая и улучшение трофики.
7	Обезболивающая и противовоспалительная.
8	Оздоровление и профилактика опорно-двигательной системы.
9	Оздоровление сосудов, антицеллюлитная, лимфодренаж.
10	Оздоровление и профилактика проблем желудочно-кишечного тракт

## 8. Меры предосторожности при работе с устройством

8.1. Согласно ДСТУ 3798 устройство относится к изделиям с внутренним источником питания (тип защиты от поражения электрическим током — IIa).

8.2. Устройство электрически безопасно, заземление не требуется.

**Категорически запрещается:**



## устройство «ImperStar»

- проводить какие-либо процедуры при помощи неисправного устройства;
  - проводить ремонтные работы при включенном устройстве.
- 8.3. Работа с устройством разрешается только после ознакомления с Инструкцией по эксплуатации и правилами электробезопасности.
- 8.4. В случае неисправности — немедленно выключить устройство нажатием на кнопку включения/выключения (1).

### 9. Техническое обслуживание устройства

- 9.1. Техническое обслуживание и проверку работоспособности устройства производит потребитель.
- 9.2. Требуется оберегать устройство от действия влаги и агрессивных сред, беречь от ударов, резкого перепада температур.
- 9.3. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей.

**Внимание!** Во избежание повреждения устройства не используйте для очистки наружных частей устройства растворители и абразивные материалы.

### 10. Характерные неполадки и методы их устранения

№	Наименование неисправности и ее внешнее проявление	Возможная причина	Метод устранения
1.	При включении устройства не загорается индикация. Устройство не включается.	Разряд аккумулятора	Произвести зарядку аккумулятора
2.	Кнопки не реагируют на нажатие и не слышно характерного клика	Выход из строя кнопки	Обратится в сервисный центр
3	После включения прибора и перед включением программ, «режим бегущего огонька», не загорается один из индикаторов	Неисправность светодиода (на работоспособность не влияет)	Обратится в сервисный центр





## 11. Талон приемки устройства

Устройство «ImperStar»

№\_119\_\_\_\_\_

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов, действующей нормативной документации и признано годным к эксплуатации.

Система произведена на основании ТУ У 26.2-43746219-001:2020

Место производства: пр. Московский 273, г. Харьков, Украина

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(личная подпись) (ФИО)

М.П.

Дата приемки « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



## 12. Документы МОЗ Украины

  
**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпротспоживслужби  
Магіленська В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
  
(підпис)  
М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" / 2 / 2020 року № 12.2-18-1/2020

**Об'єкт експертизи:** СИСТЕМА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА (Multifunctional system (MFS))  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** ТУ У 36.2-43746219-001:2020 СИСТЕМА  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА (Multifunctional system (MFS))  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикулі:** 28.29.12.30.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для вимірювання електропровідності на сумісність рідин, продуктів харчування людини й подальшої автоматичної обробки інформації на ПЕОМ, з метою тестування або підбору рідин, продуктів харчування, засобів особистої гігієни, косметики, і т.д. Використовується споживачами на дому, в умовах санітарно-профілактичних і фізкультурно-профілактичних закладів, косметологічних і лікарських кабінетів, і т.д. Реалізіція через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна - виробник:** ТОВ «ІМПЕРМАСТЕР», адреса виробництва: 61406, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, БУДИНОК 273, код за ЄДРПОУ 43746219  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ІМПЕРМАСТЕР», 61406, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, БУДИНОК 273, код за ЄДРПОУ 43746219  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
об'єкт повинен мати захист першого класу від ураження електричним струмом. Рівні виробничого шуму не більше 60 дБА. Еквівалентний рівень вібрації до 45 дБА; параметри іонізованих випромінювань на відстані 0,3 м: ЕП 50 Гц 500 В/45кВ, МП 50 Гц 0,4 мкГл, ЕМП 0,03-300 МГц 3 В/м відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого загальної та локальної вібрації"; ДСН 3.3.6.039-99 "Санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку"; ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, ліквідації є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування нданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.



**13. Паспорт на устройство «ImperStar»**

Наименование изделия	 устройство «ImperStar»
Название НТД	ТУ У 26.2-43746219-001:2020
Серийный номер	№ 119 -
Дата выпуска (месяц, год)	« _____ » _____ 20__ года
Производитель	ООО «Импермастер»
Адрес производителя	пр. Московский 273, г. Харьков, Украина
Телефон	+38(057)7568788; +38(057)7568988; +38(066)5622177; +38(096)5207948
E- mail	impermaster.company@gmail.com
Веб-сайт	www.ua.impermaster.info
Дата продажи	« _____ » _____ 20__ года
Подпись продавца	
Дата ввода в эксплуатацию	« _____ » _____ 20__ года

